



## **Transportauflage**



Transportauflagen gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen und werden jeweils an die entsprechenden Transportliegen angepasst. Je nach Modell gibt es Ausführungen mit Tragegurten, die zum Verlegen des Patienten inklusive Auflage auf ein anderes Untergestell dienen, oder Seitenwülsten zum besseren Fixieren des Patienten.

Gemeinsam ist allen Ausführungen der PUNL®-Bezug und das Innenleben mit viskoelastischem Schaumstoff (siehe nachstehende Detailbeschreibung).

## **Innenleben: MOLTOSLOW**



Der viskoelastische Thermoschaumstoff reagiert auf Druck und Wärme und optimiert die Körperanpassung. Dadurch entsteht eine vollflächige Körperauflage, die sich automatisch den Konturen des Körpers zur optimalen Druckverteilung anpasst. Die Scherspannung wird signifikant reduziert, zusätzlich bewirkt die sensorische Druckentlastung eine gewisse "Fixierung" des Patienten. Die Dekubitusgefährdung wird auf ein Mindestmaß reduziert.

## Bezug: PUNL®



Das bi-elastische polyurethanbeschichtete Gewebe PUNL® unterstützt durch seine Bielastizität die Vermeidung von Dekubiti. Einfache Reinigung durch Wischdesinfektion oder mit 95°C waschbar.

PUNL®-Gewebe ist abwaschbar und praktisch undurchlässig für Blut, Sekret, Infusionslösungen und Urin aber dennoch atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig.

## Beispiel einer Transportauflage



